



Toilettenstuhl RFM feststehend, Art. 03633160

⚠️ Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung bevor Sie den Toilettenstuhl RFM feststehend montieren, einstellen oder erstmalig in Gebrauch nehmen.

Zweckbestimmung

Der Toilettenstuhl RFM feststehend dient der Unterstützung von Personen, die in Ihrer Beweglichkeit und Mobilität eingeschränkt sind und denen das Erreichen der Toilette Schwierigkeiten bereitet.

Indikation

Der Toilettenstuhl kann angewendet werden bei Personen mit

- Leichten Gleichgewichtsstörungen
- Funktionsausfällen der unteren Extremitäten
- Lähmungszuständen
- Mit fehlender Rumpfkontrolle
- Eingeschränkter Beweglichkeit der Hüft- und Kniegelenke

Kontraindikation

Die Verwendung des Toilettenstuhls ist nicht angezeigt bei Personen mit

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Personen mit Amputationen der Arme



Montage/Anleitung:

1. Der Toilettenstuhl wird montiert in einem Karton geliefert: Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Die Stuhlbeine sind höhenverstellbar.
2. Um die Höhe einzustellen, ziehen Sie den Clip aus der Bohrung und bringen die Teleskopstangen in die gewünschte Höhe. Danach stecken Sie den Clip wieder zurück in die Bohrung, damit die Teleskopstange fixiert wird. Verfahren Sie mit allen vier Beinen in der beschriebenen Reihenfolge und achten Sie darauf, dass die Beine in der gleichen Höhe eingestellt sind.
3. Setzen Sie den Eimer von oben in die Haltevorrichtung. Prüfen Sie den festen Sitz des Eimers.

4. Der Toilettenstuhl ist für die Nutzung im Innenbereich gedacht und sollte nicht in die Dusche oder Badewanne gestellt werden.



5. Zur Benutzung des Toilettenstuhls nehmen Sie die Sitzabdeckung ab und den Deckel des darunter befindlichen Eimers. Stützen Sie sich an den Armlehnen und setzen Sie sich auf den Stuhl bzw. die Toilettenbrille. Die Rückenlehne ermöglicht ein leichteres Sitzen. Die Armlehnen erleichtern das Aufstehen und der Stuhl kann nach der Benutzung und Reinigung wieder mit der Sitzfläche abgedeckt und als Stuhl genutzt werden.



6. Der Stuhl kann über WC-Becken genutzt werden und die Toilettenbrille ist abnehmbar. Nachdem der Deckel abgenommen wurde kann die Toilettenbrille hochgeklappt und vom Rahmen genommen werden. Die Klemmen werden hierfür vorsichtig vom Gestell nach oben gedrückt. Unter der Brille befindet sich der Eimer, der in einer Halterung unter dem Stuhl befestigt ist und in diese eingesetzt werden kann. Zur Nutzung über dem WC kann die Brille auf dem Stuhl bleiben. Der Eimer wird aus der Halterung gehoben. Zur Reinigung können beide Elemente wie beschrieben vom Rahmen bzw. aus der Halterung entfernt werden und danach wieder eingesetzt bzw. aufgesetzt werden. Die Kunststoffklemmen der Brille vermeiden ein Wegrutschen auf dem Rahmen.



Sicherheitsanweisung ⚠

1. Achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass der Toilettenstuhl einen festen geraden Stand hat.
2. Achten Sie darauf, dass alle vier Stuhlbeine gleich hoch eingestellt sind.
3. Achtung: Bei Herunterklappen der Sitzfläche besteht Klemmgefahr!
4. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Schrauben fest sitzen!
5. Verwenden Sie keinen defekten Toilettenstuhl!
6. Beschädigte oder abgenutzte Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ausgetauscht werden.
7. Achtung: Bei Aufstützen auf nur eine Seite oder Armlehne oder einseitiger Belastung besteht Kippgefahr!

Reinigung

Sie sollten den Toilettenstuhl, der zur Wiederverwendung bestimmt ist, in regelmäßigen Abständen reinigen bzw. desinfizieren. Das ist bei der Nutzung und des Wiedereinsatzes durch einen anderen Patienten zwingend erforderlich! Verwenden Sie eine handelsübliche milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die abnehmbare Sitzbrille kann unter fließendem Wasser abgespült und anschließend desinfiziert werden. Mit dem Eimer sollte ebenfalls so verfahren werden. Die Desinfektion des gesamten Stuhls kann mit handelsüblichen Mitteln gem. Herstellerangaben durchgeführt werden, z. B. mit RFM Sept.

Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Hochdruck- und Dampfreiniger!

Wartung

Der Toilettenstuhl RFM feststehend ist wartungsfrei. Alle gepolsterten Flächen und der Eimer bestehen aus pflegeleichtem PVC, welches wasserabweisend ist. Das Gestell ist aus lackiertem Aluminium gefertigt und somit nicht anfällig für Korrosion.

Funktionsfehler: 

Wenn Sie Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen sowie lose montierte Teile feststellen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Lieferumfang

Toilettenstuhl montiert, 4 höhenverstellbare Beine
Toiletteneimer mit Deckel
Sitzfläche und Abdeckung
Gebrauchsanweisung

Technische Daten/Maße und Gewicht

Gewicht: 8,3 kg
Sitzhöhe: 51 – 56 cm
Sitzbreite: 41 - 45 cm
Sitztiefe: 41,5 cm
Gesamthöhe: 86-100 cm
Breite der Rückenlehne: 41 cm
Max. Breite zwischen den Armlehnen: 47 cm
Gesamtbreite: 53,5 cm
Polsterung der Rückenlehne: 28 mm
Polsterung der Armlehnen: 30 mm
Maximale Belastung: 130 kg

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



RFM stationary Toilet Chair, Art. 03633160



: Carefully read the complete user instructions before you assemble, adjust or use the RFM stationary toilet chair for the first time.

Intended Purpose

The stationary RFM toilet chair is intended to aid people whose freedom of movement and mobility is limited and for whom it is difficult to go to the toilet.

Indications

The toilet chair can be used by people with

- Loss of function in the lower limbs
- Slight balance disorders
- Paralysis conditions
- Poor body control
- Limited mobility of the hip and knee joints

Contraindications

The use of the stool is not advisable for people with

- Sensory disorders
- Severe balance disorders
- With arm amputations

Assembly/Instructions

1. The toilet chair is delivered pre-assembled in a cardboard box: Check the contents for completeness and intactness. The chair legs are height-adjustable.
2. In order to adjust the height, pull the clip out of the hole and set the telescopic rod to the desired height. Then push the clip back into the hole again so that the telescopic rod is secured. Proceed with all four legs in the sequence described and ensure that all the legs are set to the same height.
3. From the top, place the bucket in the holding device. Check that the bucket is firmly seated.



On delivery, the feet and legs are not assembled. Please assemble them as shown in the picture (arrow).

4. The toilet chair is intended for use in indoor areas and should not be used in the shower or in the bath tub.



5. To use the toilet chair, remove the seat cover and the lid of the bucket located below it. Support yourself using the armrests and sit down on the chair, or rather, the toilet seat. The backrest enables easy sitting. The armrests make standing up easier and after use and cleaning, the chair can be covered again with the seat surface and be used as a chair once more.



6. The chair can be used over toilet bowls and the toilet seat is removable. After the cover has been removed, the toilet seat can be lifted up and be removed from the frame. To do so, the clamps are carefully pushed upwards away from the frame. The bucket, which is secured in a mount below the chair and which can be inserted into this, is located below the toilet seat. The toilet seat can remain on the chair for use over the toilet bowl. The bucket is lifted out of its mount. For cleaning, the two elements can be removed from the frame and / or the mount and be reinserted and / or refitted again afterwards. The plastic clamps of the seat prevent slipping on the frame.



Safety Instructions

1. Before each use, ensure that the toilet chair has a firm and even footing.
2. Ensure that all four chair legs are set to the same height.
3. Attention: There is the risk of crushing when folding down the seat!
4. Ensure that all connections and screws are firmly seated!
5. Do not use a defective toilet seat!
6. Damaged or worn components must only be replaced by a specialist dealer.
7. Attention: With propping on only one side or armrest or one-sided loading there is the risk of tipping over!

Cleaning

The toilet chair, which is intended for re-use should be cleaned and disinfected at regular intervals. This is absolutely necessary during use and on the re-use by another patient! Use a commercially available mild soap solution without scouring agents. The removable toilet seat can be washed off under running water and be subsequently disinfected. The bucket should be treated likewise. The disinfection of the complete chair can be done using a commercially available disinfection agent in accordance with the manufacturer's instructions, for example, using RFM Sept. Do not use any scouring or caustic cleaning agents or high pressure or steam cleaners!

Maintenance

The stationary RFM toilet chair is maintenance-free. All upholstered surfaces and the bucket are made from easy-care PVC which is water-repellent. The frame is made from painted aluminium and is, therefore, not susceptible to corrosion.

Functional Faults:

If you notice any signs of damage and / or wear or loosely fitted parts, please contact your specialist dealer.

Scope of Supply

Toilet chair
4x height-adjustable legs
Toilet bucket with lid
Seat with cover
User instructions

Technical Data/Dimensions and Weight

Weight: 8.3 kg
Seat height: 51 – 56 cm
Seat width: 41 - 45 cm
Seat depth: 41.5 cm
Overall height: 86-100 cm
Width of the backrest: 41 cm
Max. width between the armrests: 47 cm
Overall width: 53.5 cm
Upholstery of the backrest: 28 mm
Upholstery of the armrests: 30 mm
Maximum load: 130 kg

Guarantee

The guarantee period is 24 months and relates to all product defects which can be verifiably shown to be attributable to manufacturing or material defects.



Sedia da toilette fissa RFM, art. 03633160

⚠ Leggere attentamente le istruzioni complete per l'uso prima di montare, regolare o utilizzare la sedia da toilette RFM per la prima volta.

Destinazione d'uso

La sedia fissa RFM ha lo scopo di assistere le persone che sono limitate nella mobilità e nei movimenti e che hanno difficoltà ad andare al bagno.

Indicazioni

La sedia da toilette può essere utilizzata da persone con

- Lievi disturbi dell'equilibrio
- Funzionalità compromessa degli arti inferiori
- Stati di paralisi
- Deficit di controllo del tronco
- Mobilità limitata delle articolazioni dell'anca e del ginocchio

Controindicazioni

L'uso della sedia da toilette non è indicato per le persone con

- Disturbi cognitivi
- Forti disturbi dell'equilibrio
- Persone con amputazioni delle braccia



Piedini/gambe sono rimossi alla consegna! Si prega di rassemblare come mostrato.

Montaggio/Istruzioni:

1. La sedia da toilette viene consegnata assemblata in una scatola: controllare che il contenuto sia completo e integro. Le gambe della sedia sono regolabili in altezza.
2. Per regolare l'altezza, estrarre la clip dal foro e portare le aste telescopiche all'altezza desiderata. Quindi inserire la clip nel foro per fissare l'asta telescopica. Procedere con tutte e quattro le gambe nell'ordine descritto e assicurarsi che siano regolate alla stessa altezza.
3. Inserire il secchio nel dispositivo di fissaggio dall'alto. Controllare la tenuta del secchio.

4. La sedia da toilette è concepita per l'uso interno e non deve essere collocata nella doccia o nella vasca da bagno.
5. Per utilizzare la sedia da toilette, rimuovere il coperchio del sedile e il coperchio del secchio sottostante. Sostenersi sui braccioli e sedersi sulla sedia o sedile WC. Lo schienale facilita la seduta. I braccioli aiutano ad alzarsi e la sedia può essere coperta di nuovo con il sedile dopo l'uso e la pulizia e utilizzata come una sedia.



6. La sedia può essere utilizzata sopra i vasi sanitari e il sedile WC è rimovibile. Dopo aver rimosso il coperchio, il sedile WC può essere sollevato e rimosso dal telaio. A questo scopo premere i morsetti accuratamente dal telaio verso l'alto. Sotto il sedile si trova il secchio, fissato in un supporto sotto la sedia nel quale può essere inserito. Per



l'uso sul WC, il sedile può rimanere sulla sedia. Il secchio viene sollevato dal supporto. Per la pulizia, come descritto, entrambi gli elementi possono essere rimossi dal telaio o dal supporto e quindi reinseriti e utilizzati. Le clip di plastica del sedile impediscono lo scivolamento sul telaio.



Istruzioni di sicurezza

1. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la sedia da toilette sia in una posizione fissa e dritta.
2. Assicurarsi che tutte e quattro le gambe della sedia siano impostate alla stessa altezza.
3. Attenzione: quando si abbassa il sedile, pericolo di schiacciarsi le dita!
4. Assicurarsi che tutti i collegamenti e le viti siano ben serrati!
5. Non utilizzare una sedia da toilette difettosa!
6. Le parti danneggiate o usurate possono essere sostituite solo da un rivenditore specializzato.

7. Attenzione: rischio di ribaltamento quando ci si appoggia su un solo lato o su un bracciolo!

Pulizia

Pulire o disinfettare periodicamente la sedia da toilette, che è destinata al riutilizzo. Questo è assolutamente necessario per l'uso e il riutilizzo da parte di un altro paziente! Utilizzare un detergente delicato disponibile in commercio non abrasivo. Il sedile rimovibile e il secchio possono essere risciacquati sotto l'acqua corrente e quindi disinfettati. La disinfezione dell'intera sedia può essere effettuata secondo le specifiche del produttore con un disinfettante in commercio, ad esempio RFM Sept. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi o idropultrici e pulitori a vapore!

Manutenzione

La sedia da toilette fissa RFM è esente da manutenzione. Tutte le superfici imbottite e il secchio sono realizzati in PVC idrorepellente, di facile manutenzione. Il telaio è realizzato in alluminio verniciato e quindi non soggetto a corrosione.

Errore di funzionamento: 

Se si notano danni, segni di usura e parti allentate, contattare il rivenditore.

Fornitura

Sedia da toilette

4 piedini regolabili in altezza

Secchio WC con coperchio

Sedile e coperchio

Istruzioni per l'uso

Dati tecnici/dimensioni e peso

Peso: 8,3 kg

Altezza seduta: 51 - 56 cm

Larghezza seduta: 41 - 45 cm

Profondità seduta: 41,5 cm

Altezza totale: 86-100 cm

Larghezza dello schienale: 41 cm

Max. larghezza tra i braccioli: 47 cm

Larghezza totale: 53,5 cm

Imbottitura dello schienale: 28 mm

Rivestimento dei braccioli: 30 mm

Carico massimo: 130 kg

Garanzia

La garanzia è di 24 mesi e si applica a tutti i difetti del prodotto dimostrabili a causa di difetti di fabbricazione o dei materiali.



Fritstående Toiletstol RFM, varenr. 03633160

⚠ Læs venligst omhyggeligt denne brugervejledning før du samler, indstiller eller tager den fritstående Toiletstol RFM i brug for første gang.

Tilsligtet anvendelse

Den fritstående Toiletstol RFM anvendes til at hjælpe mennesker, der er begrænset i deres bevægelighed og mobilitet, og som har problemer med at komme på toilettet.

Betegnelse

Toiletstolen kan anvendes af personer med

- Lette balanceforstyrrelser
- Funktionelle defekter i arme og ben
- Lammelse
- Manglende kontrol af torsoen
- Begrænset mobilitet i hofte og knæled


Kontraindikation

Anvendelse af toiletstolen er ikke egnet for personer med

- Opfattelsesforstyrrelser
- Alvorlige balanceforstyrrelser
- Personer med amputationer af armene

Montering / Instruktioner:

1. Toiletstolen leveres samlet i en kasse: Kontroller indholdet er fuldstændigt. Stolebenene er højdejusterbare.
2. For at justere højden, trækkes klemmen ud af hullet og teleskopstængerne placeres i den ønskede højde. Sæt derefter klemmen tilbage i hullet for at fastgøre teleskopstængen. Fortsæt med alle fire ben i den beskrevne rækkefølge, og sørg for, at benene justeres i samme højde.
3. Sæt spanden i holderen ovenfra. Kontroller at spanden sidder fast.



4. Toiletstolen er beregnet til indendørs brug og bør ikke placeres i brusekabinen eller badekaret.



5. For at anvende toiletstolen, fjernes sædebetrækket og låget på spanden. Støt dig selv på armlænene og sæt dig på stolen eller toiletsædet. Ryglænet gør det lettere at sidde. Armlænene støtter når man rejser sig, og stolen kan dækkes med sædet efter brug og rengøring, hvor den kan anvendes som en stol.



6. Stolen kan anvendes over et toilet og toiletsædet er aftageligt. Når låget er fjernet, kan toiletsædet klappes op og fjernes fra rammen. Klemmerne skubbes forsigtigt op fra rammen. Under toiletsædet er spanden anbragt, der er fastgjort i en holder under stolen hvor den kan fastgøres. Til anvendelse over toilettet kan toiletsædet forblive på stolen. Spanden løftes ud af holderen. Til rengøring kan begge elementer som beskrevet fjernes fra rammen eller fra holderen, og derefter sættes tilbage. Plastklemmerne på toiletsædet forhindrer at den glider på rammen.



Sikkerhedsanvisninger

1. Før hver anvendelse, kontrolleres det at toiletstolen står på et fast underlag.
2. Sørg for at alle fire stoleben er indstillet i samme højde.
3. Bemærk: Når sædet klappes ned, er der risiko for fastklemning!
4. Sørg for, at alle forbindelser og skruer er stramme!
5. Anvend ikke en defekt toiletstol!
6. Beskadigede eller brugte dele må kun udskiftes af en specialforhandler.

7. Bemærk: Der er risiko for at vippe, hvis man kun støtter på en side eller på armlænet!

Rengøring

Toiletstolen der er beregnet til genbrug, bør rengøres eller desinficeres regelmæssigt. Dette er absolut nødvendigt ved hyppig brug, samt ved anvendelse af en anden patient! Anvend et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel uden slibemidler. Det aftagelige sæde kan skylles under rindende vand og derefter desinficeres. Spanden skal også håndteres på denne måde. Desinfektion af hele stolen kan foretages med kommercielle tilgængelige midler i henhold til producentens anvisninger f.eks. med RFM Sept. Anvend ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler eller højtryks- og damprensere!

Vedligeholdelse

Den fritstående toiletstol RFM er vedligeholdelsesfri. Alle polstrede overflader og spanden er fremstillet af letplejende PVC, der er vandafvisende. Stellet er fremstillet af lakeret aluminium, og har derfor ikke tilbøjelig til korrosion.

Funktionsfejl:



Hvis du bemærker skader eller tegn på slitage og løse dele, skal du kontakte din forhandler.

Levering

Toiletstol

4x højdejusterbare

ben

Toiletspand med låg

Sæde og afdækning

Brugervejledning

Tekniske data/dimensioner og vægt

Vægt: 8,3 kg

Siddehøjde: 51 – 56 cm

Siddebredde: 41 - 45 cm

Siddedybde: 41,5 cm

Samlet højde: 86-100

cm Bredde på ryglæn:

41 cm

Maks. bredde mellem armlæn: 47

cm Samlet bredde: 53,5 cm

Polstring af ryglænet: 28

mm Polstring af armlænet:

30 mm Maksimal

belastning: 130 kg

Garanti

Garantien er på 24 måneder og refererer til alle produktfejl, der påvises på grund af fremstillings- eller materialefejl.



Chaise de toilettes RFM fixe, art. 03633160



Veillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant de monter, régler ou utiliser pour la première fois la chaise de toilettes RFM.

Usage

La chaise de toilettes RFM fixe sert à assister les personnes à mobilité réduite et les personnes ayant des difficultés à se rendre aux toilettes.

Indication

La chaise de toilettes peut être utilisée par des personnes

- Souffrant de troubles légers de l'équilibre
- Souffrant de déficiences fonctionnelles des extrémités inférieures
- Souffrant de paralysies
- Éprouvant des difficultés à contrôler leur corps
- Ayant une mobilité réduite au niveau des hanches et des genoux

Contre-indication

L'utilisation de la chaise de toilettes n'est pas indiquée pour les personnes

- Souffrant de troubles de la perception
- Souffrant de graves troubles de l'équilibre
- Dont les bras ont été amputés



Les pieds ne sont pas pas livrés montés ! Veuillez les assembler comme indiqué sur l'illustration. (flèches).

Montage/consignes :

1. La chaise de toilettes est livrée montée dans un carton. Veuillez vérifier que son contenu est complet et intact. Les pieds de la chaise sont réglables en hauteur.
2. Pour régler la hauteur, tirez le clip hors du trou et amenez la tige télescopique à la hauteur souhaitée. Puis, insérez à nouveau le clip dans le trou pour fixer la tige télescopique. Répétez la procédure pour les quatre pieds et veillez à ce qu'ils soient tous réglés à la même hauteur.
3. Introduisez le seau dans le dispositif de maintien par le haut. Vérifiez que le seau est stable.

4. La chaise de toilettes a été conçue pour une utilisation à l'intérieur et elle ne doit pas être placée dans la douche ou la baignoire.

5. Pour utiliser la chaise de toilettes, retirez le couvre-siège et le couvercle du seau situé en-dessous du siège. Appuyez-vous sur les accoudoirs et asseyez-vous sur la chaise ou l'abattant. Le dossier vous permet de vous asseoir plus facilement. Les accoudoirs vous aident à vous relever et, une fois que la chaise a été utilisée et nettoyée, vous pouvez replacer le couvre-siège et utiliser la chaise pour vous asseoir.



6. La chaise peut être utilisée au-dessus d'une cuvette de toilettes et l'abattant est amovible. Une fois que vous avez retiré le couvercle du seau, vous pouvez relever l'abattant et le détacher du cadre. Pour ce faire, appuyez prudemment sur les pinces entourant le cadre. Le seau est placé sous l'abattant et il est fixé sous la chaise à l'aide d'un dispositif de maintien dans lequel il est placé. Si vous utilisez la chaise au-dessus des toilettes, vous pouvez laisser l'abattant sur la chaise. Retirez le seau du dispositif de maintien en le soulevant. Vous pouvez retirer les deux éléments du cadre ou du dispositif de maintien comme indiqué ci-dessus pour les nettoyer puis les remettre en place. Les pinces en caoutchouc de l'abattant l'empêchent de glisser du cadre.



Consignes de sécurité

1. Avant chaque utilisation, veillez à ce que la chaise de toilettes soit droite et stable.

2. Veillez à ce que les quatre pieds de la chaise soient réglés à la même hauteur.

3. Attention : risque de coincement lors de l'abaissement de l'assise !

4. Veillez à ce que tous les raccords et vis soient correctement serrés !

5. N'utilisez pas la chaise de toilettes si elle est défectueuse !

6. Les pièces endommagées ou usagées doivent être remplacées impérativement par un revendeur spécialisé.

7. Attention : la chaise risque de basculer si la personne ne s'appuie que sur un côté ou accoudoir ou en cas de sollicitation unilatérale !



Nettoyage

Veillez nettoyer ou désinfecter régulièrement la chaise de toilettes, qui a été conçue pour être réutilisée. C'est impératif si la chaise est utilisée par plusieurs patients ! Utilisez une solution savonneuse douce sans additifs abrasifs disponible dans le commerce. Vous pouvez rincer l'abattant amovible à l'eau avant de le désinfecter. La procédure est la même pour nettoyer le seau. Vous pouvez désinfecter le reste de la chaise avec des produits disponibles dans le commerce et conformes aux indications du fabricant, par exemple RFM Sept. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni de nettoyeurs haute pression ou à vapeur !

Entretien

La chaise de toilettes RFM fixe ne nécessite pas d'entretien. Toutes les surfaces rembourrées et le seau sont composés de PVC, un matériau facile à entretenir et étanche. Le cadre a été fabriqué en aluminium laqué, donc il n'est pas sensible à la corrosion.

Défaillance : si vous contactez des dégradations ou des signes d'usure sur la chaise ou des pièces mal montées, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Contenu de la livraison

Chaise de toilettes
4 pieds réglables en hauteur
Seau avec couvercle
Assise et couvre-siège
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques/dimensions et poids


Poids : 8,3 kg
Hauteur de l'assise : 51 – 56 cm
Largeur de l'assise : 41 - 45 cm
Profondeur de l'assise : 41,5 cm
Hauteur totale : 86-100 cm
Largeur du dossier : 41 cm
Largeur maximale entre les accoudoirs : 47 cm
Largeur totale : 53,5 cm
Épaisseur du rembourrage du dossier : 28 mm
Épaisseur du rembourrage des accoudoirs : 30 mm
Capacité portante maximale : 130 kg

Garantie

La garantie est valable pendant 24 mois et elle couvre tous les vices du produit dont il est possible de prouver qu'ils découlent d'un défaut de fabrication ou de matériau.



Daimlerstrasse 12 a, D-25337 Elmshorn
Tel.: (0)4121 4733 12, Fax: (0)4121 4733 23
www.rehaforum.com, info@rehaforum.com
Rev. 09/2018



HMV-Nr. 33.40.04.0026
PZN 11878906