

Oxygen Tubing

DESCRIPTION

The Oxygen tubing is a device for individual oxygen therapy. The oxygen tubing is made from PVC in medical grade, consists of tubing and connectors.

The product can be used on patient who need oxygen therapy.

FEATURES

- Available with different length
- Different connectors can be optional
- Maximum pressure the tubing can withstand: 200kPa

INTENDED USE / INDICATIONS

Oxygen tubing is used to connect devices of oxygen therapy to the oxygen supply end in order to deliver a steady flow of oxygen to the patient.

CONTRAINDICATIONS

There are no known contraindications.

ADVERSE REACTIONS

There are no known contraindications.

DIRECTIONS FOR USE

- Open the package and take out Oxygen Tubing after checking the package is unopened or undamaged.
- Attach one end of the Oxygen Tubing to the oxygen therapy device, and the other end to the gas source.
- Set the oxygen to the prescribed flow.
- Check for gas flow through the device.





















WARNINGS / PRECAUTIONS

- Read all warnings and instructions before use. Improper use can result in serious or fatal illness or injury.
- This device can only be used by trained professionals.
- If the device is supplied sterile, do not use in the event that the sterile packaging is damaged or unintentionally opened before use.
- Since oxygen is a flammable substance, there should always be a "No Smoking" sign posted when a person is receiving oxygen.
- Keep the oxygen container away from open flames or heaters, such as candles, fireplaces, gas stoves, or hot water heaters.
- Be sure all connections are secure.
- Do not use if it's damaged or irregularly shaped.
- Do not use after the expiry date.
- For single patient use only.
- Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in injury, illness or death of the patient. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.
- Dispose of product and packaging in accordance with hospital administrative and/or local government policy.

STORAGE CONDITIONS

- Store in a dark, cool and dry place.
- Protect product from moisture and excessive heat.
- Avoid prolonged exposure to ultraviolet, sunlight and fluorescent light.
- Store in manner preventing crushing.

MEANING OF SYMBOLS ON PACKAGE

	Date of manufacture		Use-by-date		Batch code
	Do not re-use		Consult instructions for use		Do not use if package is damaged
	Catalogue number		Do not resterilize		Non-sterile (for non-sterile products)
	Medical Device		Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	CE Marked Product		Keep dry		Keep away from sunlight
	Importer		This way up		Fragile, handle with care
	Not contains or presence of phthalate.		Temperature limits: -15°C~49°C		

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 PanyuGuangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-20-84758878 www.welllead.com.cn E-mail: info@welllead.com.cn

 **Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)**
Elffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

 **MEDUTEK Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co.KG**
Stresemannstr. 54 • 28207 Bremen • Germany
sales@medutek.com • www.medutek.com
Tel: +49 421 42748 0 Fax: +49 421 42748 48

Version and date: WLIFU-01-024-01A-02 / May 5th, 2023

CE 0123

O2-Sicherheitsschläuche

Beschreibung

Der Sauerstoffschlauch ist ein Medizinprodukt für die individuelle Sauerstofftherapie. Der Sauerstoffschlauch besteht aus PVC in medizinischer Qualität.

Das Produkt kann bei Patienten angewendet werden, die eine Sauerstofftherapie benötigen.

Eigenschaften

- in unterschiedlichen Längen erhältlich
- Maximaler Druck, dem der Schlauch standhalten kann: 200 kPa

Zweckbestimmung

Sauerstoffschläuche werden verwendet, um Geräte der Sauerstofftherapie mit dem Sauerstoffversorgungsende zu verbinden, sodass dem Patienten ein gleichmäßiger Sauerstofffluss zugeführt wird.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Gebrauchsanweisung

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Sauerstoffschlauch heraus, nachdem Sie überprüft haben, ob die Verpackung ungeöffnet oder unbeschädigt ist.
- Befestigen Sie ein Ende des Sauerstoffschlauchs am Sauerstofftherapiegerät und das andere Ende an der Gasquelle.
- Stellen Sie den Sauerstoff auf den vorgeschriebenen Durchfluss ein.
- Überprüfen Sie, ob das Gas durch das Gerät fließt.

Warnhinweise/ Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Anweisungen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren oder tödlichen Erkrankungen oder Verletzungen führen.
- Dieses Gerät darf nur von geschulten Fachleuten verwendet werden.
- Wenn das Produkt steril geliefert wird, darf es nicht verwendet werden, falls die sterile Verpackung vor der Verwendung beschädigt oder unbeabsichtigt geöffnet wird.
- Da Sauerstoff eine brennbare Substanz ist, sollte immer ein Schild mit der Aufschrift "Rauchen verboten" angebracht werden, wenn eine Person Sauerstoff erhält.
- Halten Sie den Sauerstoffbehälter von offenen Flammen wie Kerzen, Kaminen, Gasherden oder Warmwasserbereitern fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder unregelmäßig geformt ist.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Nur für den einmaligen Gebrauch.
- Nicht wiederverwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren. Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen und/oder zu einem Versagen des Produkts führen, was wiederum zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod des Patienten führen kann. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann auch das Risiko einer Kontamination des Produkts bergen und/oder eine Infektion des Patienten oder eine Kreuzinfektion verursachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Übertragung von Infektionskrankheiten,





















von einem Patienten auf einen anderen. Eine Kontamination des Geräts kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod des Patienten führen.

- Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Krankenhausverwaltung und/oder der lokalen Regierung.

Lagerbedingungen

- An einem dunklen, kühlen und trockenen Ort lagern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze.
- Vermeiden Sie längere Exposition gegenüber ultravioletem Licht, Sonnenlicht und fluoreszierendem Licht.
- Lagern Sie es so, dass ein Quetschen verhindert wird.

Bedeutung der Symbole

	Herstellungsdatum		Verfalldatum		LOT-Nummer
	Nicht wiederverwenden		Gebrauchsanweisung beachten		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist.
	CE- Kennzeichnung		Nicht resterilisieren		Bevollmächtigter in der Europäischen Union
	Medizinprodukt		Hersteller		vor Sonnenlicht schützen
	Importeur		oben		Zerbrechlich, mit Vorsicht zu handhaben
	Referenznummer		Enthält kein Phthalat (falls zutreffend)		Temperaturgrenzen: -15°C ~ 49°C
	vor Nässe schützen		Unsteril (für unsterile Produkte)		



Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu Guangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-20-84758878 www.welllead.com.cn E-mail: info@welllead.com.cn



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY



MEDUTEK Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co.KG

Stresemannstr. 54 • 28207 Bremen • Germany

sales@medutek.com • www.medutek.com

Tel: +49 421 42748 0 Fax: +49 421 42748 48

Version und Datum: WLIFU-01-024-01A-02 / May 5th, 2023