

Übersicht WiBUplus Kittel



|

Kittel	Einsatz	Hinweise
<p>WiBUplus Einmal- Schürze Art.nr. 804135, 871681,800011</p> 	<ul style="list-style-type: none">- bei pflegerischen Maßnahmen- wenn mit einer Verschmutzung der Dienst/Arbeitskleidung zu rechnen ist	<ul style="list-style-type: none">- Flüssigkeitsundurchlässig
<p>WiBUplus Schutzkittel Vlies SMS Art.nr. 875773</p> 	<ul style="list-style-type: none">- bei bakteriellen/ viralen Erkrankungen der Bewohner (z.B. MRE, Noro)	<ul style="list-style-type: none">- Flüssigkeitsdurchlässig- zum Flüssigkeitsschutz zusätzlich WiBUplus Einmal-Schürze verwenden- luftdurchlässig und reißfest
<p>WiBUplus Schutzkittel beschichtet gelb Art.nr. 802562 violett Art.nr. 806125 pink Art.nr. 806789</p> 	<ul style="list-style-type: none">- bei bakteriellen/ viralen Erkrankungen der Bewohner (z.B. MRE, Noro)	<ul style="list-style-type: none">- Flüssigkeitsundurchlässig im Vorderteil
<p>WiBUplus Besucherkittel weiß Art.nr. 822502 grün Art.nr. 863126</p> 	<ul style="list-style-type: none">- nicht für pflegerische Maßnahmen geeignet- ausschließlich für Besucher- kein Schutz bei bakteriellen/ viralen Erkrankungen	<ul style="list-style-type: none">- Flüssigkeitsdurchlässig