



Gebrauchsanweisung WIBU Fuss Schonener Art.- Nr. 801989

- Medizinische Polster sind Formteile, die zu medizinischen, therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken zur Anwendung kommen, um die Pflege, Behandlung, Lagerung oder Beschwerden zu erleichtern. Sie haben keinen direkten Einfluss auf eine Behandlung oder Maßnahme sondern unterstützen nur.
- Der Fuss Schonener besteht aus einem Polyetherschaumstoff, der, einmal um das Fussgelenk gelegt, die Ferse von der Unterlage abhebt und dadurch Druck, Reibung und Scheuerwirkung am Fuss verhindert. Dadurch dient dieses Produkt der Dekubitusprophylaxe.
- Bezug atmungsaktives Polyurethan, Füllung aus Polyester Hohlfasern. Der Fuss Schonener lässt sich mittels eines Haftbandes stufenlos verschliessen, ist abwaschbar und bei 40 Grad waschbar.
- Maße: außen Ø 21 cm, innen Ø 9,5 cm verstellbar, Breite 11,5 cm.