



1. Anlieferung



Auseinanderklappen

2. Gurt mit Klickverschluss öffnen und aus der Lasche herausziehen.



3. Gurt aus den Schlaufen entfernen.



4. Matte auseinander falten bis diese flach liegt.



6. Die vollständig ausgeklappte Fallmatte ist auch in der Längsrichtung faltbar.



Zusammenlegen

7. Die beiden zusammengenähten Kissen-elemente müssen in der Mitte nach oben gezogen werden, lösen Sie die Klettverschlüsse und wiederholen Sie die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge.